



# Мед ТеКо

медицинская техника

## УВТ-Мед ТеКо

установка для ударно-волновой терапии



Эффективный метод, быстрый результат

medteco.ru





**Мед ТеКо**  
медицинская техника

# УВТ-Мед ТеКо

Высокоэффективная терапия  
для быстрого лечебного эффекта



Экстракорпоральная ударно-волновая терапия – современная неинвазивная технология, которая успешно используется во многих областях медицины для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

УВТ-терапия широко применяется в реабилитации, ортопедии, травматологии, спортивной медицине. Область использования также включает неврологию, урологию, дерматологию и косметологию.

Высокая результативность процедуры достигается за счет направленного воздействия акустических ударных волн, которые активизируют процессы регенерации, стимулируют восстановление в тканях, уменьшают боль и отечность.



Лечебный эффект можно отследить в течение 2-3 процедур и скорректировать тактику проведения УВТ-терапии в зависимости от достигнутых результатов воздействия.

После процедуры УВТ нет ограничений – можно сразу идти на работу, вести привычный образ жизни. Терапия носит долгосрочный характер и имеет высокую эффективность. При лечении ряда заболеваний она достигает 95%.



Мед ТеКо – медицинская техника  
для здоровой жизни



## Описание и технические характеристики

Тип ударной волны  
Принцип генерации ударной волны  
Диапазон частот ударной волны  
Плотность энергии ударных волн  
Глубина терапевтического эффекта  
Питание  
Потребляемая мощность  
Габариты  
Масса с комплектом поставки

фокусированная  
электромагнитный  
от 1 до 8 Гц  
0,01-0,55 мДж/мм<sup>2</sup>  
до 120 мм  
230 В, 50 Гц  
700 ВА  
1095x545x478 мм  
56,2 кг



Преимущества установки  
нового поколения

## УВТ-Мед ТеКо

1

Эргономичный аппликатор с кнопками для удобного автономного управления. Генерирует ударную волну с максимальной глубиной воздействия до 120 мм

2

Гибкая настройка плотности энергии/частоты/количества импульсов для достижения максимальной эффективности лечения

3

Все параметры процедуры отображаются на дисплее. Предусмотрено создание электронных карт пациента

4

Интерактивный дисплей упрощает работу специалиста. Можно использовать установленные стандартные методики или создавать собственные программы лечения



Фокусное расстояние 45

Фокусное расстояние 30

Фокусное расстояние 15

Дисплей

- Цветной сенсорный дисплей 10,1"
- Удобное меню на русском языке
- Простая навигация, установленные методики лечения

Аппликатор

- 3 насадки для регулировки фокусного расстояния
- Кнопки управления выведены на аппликатор
- Размер фокуса 5x5x30 мм, фокусное расстояние 45/30/15 мм
- Сменный аппликатор фокусированной ударной волны, ресурс 1 млн ударных волн



ООО «Мед ТеКо»

МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 16, к. 2  
+7 (495) 586-73-00 | sale@medteco.ru | medteco.ru

